



# ESP ELASTIC SPINE PAD®

## ABMESSUNGEN DER BANDSCHEIBENPROTHESEN


**CP·ESP**  
Zervikale  
Bandscheibenprothesen



Angaben in Millimetern (mm)

Art.	Bezeichnung	AP Abmessungen	ML Abmessungen	Anteriore Höhe	Dorsale Höhe	Höhe mit Wölbung	Max. Höhe mit Spikes
264 363	Größe 1 (13x15) Höhe 5	13	15	5	5	6,72	8,25
264 364	Größe 1 (13x15) Höhe 6	13	15	6	6	7,47	9
264 365	Größe 1 (13x15) Höhe 7	13	15	7	7	8,22	9,75
264 366	Größe 2 (14x17) Höhe 5	14	17	5	5	6,77	8,25
264 367	Größe 2 (14x17) Höhe 6	14	17	6	6	7,52	9
264 368	Größe 2 (14x17) Höhe 7	14	17	7	7	8,27	9,75
264 369	Größe 3 (15x20) Höhe 5	15	20	5	5	6,81	8,25
264 370	Größe 3 (15x20) Höhe 6	15	20	6	6	7,56	9
264 371	Größe 3 (15x20) Höhe 7	15	20	7	7	8,31	9,75

**LP·ESP**  
Lumbale  
Bandscheibenprothesen



Angaben in Millimetern (mm)

Art.	Bezeichnung	AP Abmessungen	ML Abmessungen	Anteriore Höhe	Dorsale Höhe	Winkel der Lordose
255 682	Größe 28x39 Inkl. 7° Höhe 10	28,23	39,3	13	10	7
255 683	Größe 28x39 Inkl. 7° Höhe 12	28,23	39,3	15	12	7
255 687	Größe 28x39 Inkl. 9° Höhe 10	28,23	39,3	14	10	9
255 688	Größe 28x39 Inkl. 9° Höhe 12	28,23	39,3	16	12	9
255 690	Größe 28x39 Inkl. 11° Höhe 10	28,23	39,3	15	10	11
255 691	Größe 28x39 Inkl. 11° Höhe 12	28,23	39,3	17	12	11